

Организација на централната стерилизација



**ИЗРАБОТИЛ:
ВАЛЕНТИНА БРНЗЕВСКА**

СОФИЈА 06.06-24.06/2016

Организација на централната стерилизација во здравствената установа Токуда



- Стерилизацијата на материјалот од болницата се извршува во посебно наменети простории во болницата Токуда.
- За примање на нестерилниот материјал од оделенијата се прима во посебен простор, потоа се измива под млаз вода со сретство. Болницата поседува специјално наменети машини за миење и сушење на инструментите.
- Потоа материјалот оди во просторијата за контрола за да се проверат инструментите дали добро се измиени, ако не се се острануваат или се враќа во просторијата за измивање.





- Потоа се пакува за стерилизација, во машина наменета за стерилизација. Се стерилизираат инструменти,гази,компреси и останатиот материјал.



- Се стерилизира со EO GAS INDICATOR.
- Се што се стерилизира треба да има свој индикатор.Откако ќе се стерилизира се проверува дали е успешно стерилизирањето.
- Ако кај индикаторот има промена, стерилизирањето е успешно.





EO GAS INDICATOR STRIP GIL-250

SPS
medical

Indicator turns brown/gold when processed. EN 867 - CLASS D

STERIKING® AC DOUBLE STRIP 121°C, 15 min; 134°C, 3.5 min

STERIKING (AC DOUBLE STRIP)

ISO 11140-1:2005, Class 4 **STEAM** processed = black / schwarz / noir / nero / negro / черный ●



- Машините првично се проверуваат дали работат исправно со проверка на индикатор, секој ден.
- Откако ќе се стерилизираат има посебна просторија за проверка дали е добро стерилизирано и се издава на посебен шалтер за секој посебен одел.

