



ОПЕРАЦИОНА САЛА, ПОСТОПЕРАТИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

ЈЗУ Општа Болница - Охрид

LIV HOSPITAL – Istanbul (31.01.2015 – 20.02.2015)

медицинска сестра: Стојаноска Валентина

Датум на презентација:

1. **ВОВЕД**

-Располага со најнова дигитална технологија и зелени дизајн концепти, 163 кревети за пациенти, 48 поликлиники и консалтинг соби, 8 оперативни сали и 22 кревети за интензивна нега. Се протега на површина од 30000 м₂ и градба од 9 спратови од кои 3 се над земја а 6 се под земја.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





Сите одделенија во болницата имаат еднокреветни соби, опремени по најнови и строги стандарди, кои ги задоволуваат комплетните потреби на пациентите.



Пациентите се сместени во апартмани и за секој пациент има одговорен доктор и одговорна сестра.



Во болницата има 8
операциони сали
опремени по
најсовремени
стандарди со
најсуфистицирана
опрема. Располагаат
со најмодерна
апаратура и многу
инструментариум кој
е неопходен за
извршување на сите
интервенции.



Liv Hospital располага и со
операционен робот *Da Vinci (Robotic
Surgery)* со кој се изведуваат сложени
минимално инвазивни лапароскопски
интервенции со кои се намалува
ризикот од крварење и се смалува
периодот на постоперативно
опоравување.



- При ендоскопска и лапараскопска хирургија се користи **веш** за еднократна употреба.
- При отворени хируршки интервенции се користи стерилизиран оперативен веш.
- За дезинфекција на оперативно поле се користи исклучиво Betadine 10%, а за хируршко перење на раце се користат бетадински четки за еднократна употреба.





2. МИЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Стерилизација на веш и инструменти се врши во одделот за стерилизација каде и го поминав најголемиот дел од мојата едукација.

- Во одделот за стерилизација комплетно се мијат, дезинфицираат, пакуваат и стерилизираат инструментите.
- Се пакува и стерилизира вешот, комплетната апаратура и помошни материјали (маски, бебешки шишиња и сл.).
- Одделот располага со 2 автоклави и еден плазма стерилизатор.





- Инструментите и помошните материјали во стерилизација доаѓаат со лифт директно од операциона сала, а нестерилните инструменти од другите оддели се носат во посебен контејнер за таа намена.





- Употребените инструменти од операциона сала во касети се носат во пределот за миење и чистење. Во секоја касета има список за донесените инструменти.



- Пределот за миење има три корита кои располагаат со дестилирана вода.

- Во првото корито се мијат и ставаат во решетки.

- Во второто корито се врши ултразвучна дезинфекција. Се става 10-15L дестилирана вода и 150ml дезинфициенс Sekusept plus. Дезинфекцијата трае 10 – 20 минути во зависност од загадноста на инструментите.

- Во третото корито инструментите се плакнат со дестилирана вода после извршената дезинфекција.



РАВСТВО
ОНИЈА



ob.gov.mk

- Измиените инструменти се ставаат во решетки од машина за дезинфекција, а оние кои се може да се оштетат (инструменти за лапароскопија, ендоскопија и сл) се сушат со компресор и се спремаат за стерилизација. Лицето кое ракува со компресорот носи заштитна облека.




- Кај оптичките инструменти не се употребува ултрасонична дезинфекција, туку само се прскаат со дезинфекционо средство Sekumatik спреј.



- Одделот располага со 2 машини за дезинфекција Getinge – Getinge Grup кои имаат 40 програми на дезинфекција.
- Најчесто се користат:
 - долг програм за дезинфекција на многу загадени инструменти.
 - краток програм за помалку загадени инструменти.





- Дезинфекцијата во машините се изведува кога ќе се постигне температура од 90 С и во исто време се испушта дезинфекционо средство Enzymatic cleaner, а 5 минути пред завршување на програмот се испушта неутрализатор Phosphoric Acid Neutralizer.
- После завршената дезинфекција инструментите се пребришуваат, сортираат, паковаат и стерилизираат во автоклави или плазма стерилизатор.



3.3АКЛУЧОК

Престојот во врвна клиника е особено важен и потребен заради стекнување на нови искуства во процесот на работа и начинот на организација. Едукацијата во големите и модерно болнички комплекси ни овозможува согледување на разликите со нашата болничка установа

WIV
HOSPITAL

The logo for WIV Hospital features the letters 'WIV' in a large, white, 3D-style font with a slight shadow effect, set against a blue background. Below the 'WIV' is the word 'HOSPITAL' in a smaller, white, bold, sans-serif font.